

Scheda Tecnica Sonoscreen H

Metodi di scansione

Visualizzazione

Frequenze dei Trasduttori

Profondità di scansione

Velocità di scansione

Livello di grigi

Misure

Schermo

Alimentazione

Operatività con batteria

Uscita Video

Dimensioni

mm (P)

Peso

Lineare, convesso e
microconvesso

B, B+B, B+M, M

3.5, 5.0, 7.5

Fino a 220 mm

50 frames / sec

256

Lineari, aree, perimetri

6 pollici

1). Batterie ricaricabili interne ;


2). 110-220V, 50-60 Hz, 50 VA ;

Fino a 2 ore

Segnale Televisivo Standard

148 mm (A) x 288 mm (L) x 247

4,5 kg



All illustrations and specifications contained in this folder are based on the latest information available at the time of printing.
HOSPITEX DIAGNOSTICS reserves the right to make changes to materials, equipment and models, and to discontinue models at any time without notice.

HOSPITEX DIAGNOSTICS

Via Provinciale Lucchese, 145

50019 Sesto Fiorentino, FIRENZE - ITALY



ELETTRONICA

<http://www.hospitex.com>

Tel. +39.055.37.40.83

Fax +39.055.37.40.84

hospitex@hospitex.it