



SONOSCREEN H VET è il più piccolo ecografo che, con le sue dimensioni estremamente contenute, rappresenta la soluzione ottimale per animali domestici e da reddito. E' lo strumento più adatto ed efficiente in applicazioni sul campo o dove vi è bisogno di un apparecchio a batterie, quando la portabilità estrema è indispensabile. Pesa soltanto 600 g e si distingue per la qualità delle immagini chiare e luminose.

SONOSCREEN H VET è lo scanner ad ultrasuoni ideale per ogni tipo di ambulatorio veterinario, soprattutto in ambienti ristretti o complessi. Le sonde intercambiabili permettono una vasta gamma di applicazioni cliniche.

## CARATTERISTICHE TECNICHE



- Monitor incorporato TFT 5" ad alta definizione
- Visualizzazione B, B+B, B+M, M
- 256 livelli di grigio
- Zoom multistep (X1.0, X1.2, X1.5, X2.0)
- Completo pacchetto calcoli
- Semplici menù operativi ad accesso diretto
- Batteria: 2200 mAh (2 ore di lavoro continuo)
- Alimentazione: batteria 10-12 V/DC adattatore

**Sonde:**

- Trasduttori settoriali meccanici intercambiabili
- 3,5 Mhz standard, 5,0 Mhz (opzionale o alternativa)



All illustrations and specifications contained in this folder are based on the latest information available at the time of printing. HOSPITEX DIAGNOSTICS reserves the right to make changes to materials, equipment and models, and to discontinue models at any time without notice.

All illustrations and specifications contained in this folder are based on the latest information available at the time of printing. HOSPITEX DIAGNOSTICS reserves the right to make changes to materials, equipment and models, and to discontinue models at any time without notice.